



CLEAN'SURF®
LINGE'TABS BI-A



**TABLETTES DÉSINFECTANTES
POUR LE LAVAGE DU LINGE**

Propriétés

- Lessive désinfectante* en tablette, hautes performances
- Bactéricide, fongicide et active sur virus enveloppé à 60°C* idéale pour la désinfection des textiles en environnement médical.
- Utilisable pour tous types de linge et de fibres (coton, polyester-coton) et à toutes températures (de 30°C à 95°C).
- Formule conçue pour une dissolution rapide de la pastille et une action immédiate des principes actifs à toutes températures, même en cycles de lavage courts (30 mn).
- Pouvoir détachant renforcé, activateurs de blanchiment et azurants optiques pour un résultat parfait et une blancheur durable éclatante.
- Complexe d'enzymes actif sur les taches organiques et les taches grasses pour une propreté impeccable.
- Complexe d'agents anticalcaire synergisés pour prévenir du grisaillement d'un linge lors de lavages répétés en eau dure.
- Economique grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée, évite le surdosage. Simple et sure d'utilisation.
- Tablettes conditionnées en sachet protecteur individuel qui garantit une conservation parfaite et l'efficacité du produit.



BACTÉRICIDE
EN13727 - EN16616



FONGICIDE
EN13624 - EN 16616



**EFFICACE DÈS
BASSES TEMPÉRATURES**



ACTIVE SUR VIRUS ENVELOPPÉS
EN 14476



**DÉTACHE SANS
PRÉLAVAGE**



FILET INCLUS



Informations techniques

MODE D'EMPLOI

- Trier le linge et respecter les indications et les températures de lavage conseillés pour chaque textile. Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Ne pas laver les articles portant le symbole
- Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l'environnement et limiter les rejets.
- Retirer toujours la tablette de leur sachet protecteur individuel, et la ou les placer de préférence dans le filet fourni, avant introduction dans le tambour de la machine AVANT le linge.
- Laver entre 30°C et 95°C pour le linge blanc et entre 30°C à 60°C pour le linge de couleur.
- En cas d'utilisation avec un programme de pré-lavage, introduire la dose « pré-lavage » directement dans le tambour de la machine avant le linge et la dose « lavage » dans le tiroir à détergent de la machine.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Contient EC 239-707-6 CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ ; EC 215-687-4 SODIUM SILICATE ; EC 270-115-0 BENZENESULFONIC ACID, C10-13-ALKYL DERIVS., SODIUM SALTS ; EC 932-106-6 ALCOHOLS C12-14, ETHOXYLATED ; Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

PRODUIT DANGEREUX, respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



DANGER

DÉSINFECTION DU LINGE EN MACHINE

- Laver le linge à une température minimale de 40 °C à la dose minimale de 5 g de lessive pour 1L d'eau dans le bain de lavage.
- Consulter le manuel du fabricant de votre lave-linge pour connaître le volume d'eau consommé pour un cycle de lavage (généralement 10 L d'eau pour une charge de 4,5 kg de linge sec, soit un rapport de bain de 2,20 : 1) et vous assurer du nombre de tablettes à utiliser pour obtenir l'effet désinfectant recherché. Utiliser un cycle de lavage assez long pour obtenir le temps de contact préconisé (au minimum 30 mn).
- Pour une action fongicide, choisir un programme de lavage à 60 °C.

DOSE D'EMPLOI

LAVAGE EN MACHINE : Linge sale, utiliser une tablette. Linge très sale, utiliser 2 tablettes, idéalement en programme avec pré-lavage. Introduire le nombre de tablettes préconisées directement dans le tambour de la machine après avoir enlevé le sachet protecteur individuel.

DÉSINFECTION DU LINGE EN MACHINE : Laver le linge en choisissant un programme de lavage au minimum de 30 min à 60°C.

Utiliser les doses préconisées dans le tableau ci-dessous en fonction du programme de lavage. Retirer les tablettes de leur emballage, les placer dans le filet fourni et l'introduire directement (à défaut les tablettes sans filet) dans le tambour de la machine AVANT le linge.

	LAVAGE DU LINGE		DÉSINFECTION DU LINGE	
	LINGE SALE	LINGE TRÈS SALE	LINGE SALE	LINGE TRÈS SALE
	Eau douce ou peu dure	Eau dure ou très dure	Eau douce ou peu dure	Eau dure ou très dure
Programme avec pré-lavage				
pré-lavage	-	●	●	●
lavage	●	●	●	●●
Programme sans pré-lavage				
lavage	●	●●	●●	●●

Dose pour 4 à 5 kg de linge sec pour un rapport de bain de lavage «linge / eau» de 1:2,20. Pour une machine de 8 à 10 kg ajouter une tablette en cycle de lavage.

RÉGLEMENTATION

PRODUIT à USAGE BIOCIDÉ : TP 2 : Formulation inventoriée sous le numéro d'inventaire n° 69432 : désinfectants chimiques et antiseptique.

ACTIF BIOCIDÉ : Chlorure d'alkyl (C12-C14) dimethyl- benzylammonium (CAS 85409-22-9) : 0,187 %. Percarbonate de sodium (15 %) et tétraacétyléthylènediamine (4%). 100g de poudre génère 2,45g d'acide peracétique in situ Date de Péréemption et n° de lot : voir sur l'emballage.

***EFFICACITES MICROBIOCIDES** : Bactéricide selon EN13727 & EN16616 en 30 min à 60°C à 5g/L en condition de saleté. Fongicide selon EN13624 et EN16616 en 30 min à 60°C à 5g/L en condition de saleté. Actif sur les virus enveloppés (virus de la vaccine) selon EN14476 en 30min à 60°C à 5g/L en condition de propreté.

REGLEMENT CE N°648/2004 – 907/2006 : 5% ou plus, mais moins de 15% : agents de surfaces anioniques, agents de blanchiment oxygénés, zéolites ; moins de 5% de : phosphonates, agents de surface non ioniques, savon, polycarboxylates. Egalement : enzymes, désinfectants, azurants optiques, parfums : amyl cinnamal, limonène.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect.....tablette ronde
Couleur.....bi-couche blanche et bleue
Odeur.....fleurie
Poids unitaire.....40 g
Emballage unitaire..... sachet protecteur individuel
pH en sol. aqueuse à 1%.....10,50 ± 0,50
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP..... GHS 05 Danger
Stockage.....hors gel et forte chaleur
Matériau emballage..... PEHD
Recyclable.....100%

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Unité de vente (UVC)	Seau de 4 kg (100 tab. de 40 g)
Référence	103203
EAN13	3 519 591 032 033
Dimensions UVC (h x l x p) en mm	286 x 196 x 266
PCB	Colis de 2 seaux
Nombre couches par colis	5 couches de 8
Nombre PCB par palette	40
Nombre d'unité de vente par palette	80
Dimensions PCB (L x l x h) en mm	400 x 295 x 275
Poids net PCB	8,00 kg
Poids brut PCB	8,90 kg
Soumis à TGAP	T1



BV.Cert'n° 6010771